

Location	X-Ray Machine	Capture Principle	X-Ray Enlargement	Image Software	DICOM Information		.bmp Header Information		.jpg Header Information		Correct(ed) Values	
					ResX	ResY	ResX	ResY	ResX	ResY	ResX	ResY
Allerød Kommunale Tandpleje	SOREDEX Cranex D	LineSensor	15	DIGORA			265	265	265	265	265	265
Allerød Kommunale Tandpleje efter 25.01.2022	SIRONA Orthophos S	LineSensor	10	DIGORA			256	256	256	256	244	244
Bornholms Kommunale Tandpleje før 01.09.14	SIRONA Orthophos Plus	LineSensor	10	ARION			1	1	1	1	286	286
Bornholms Kommunale Tandpleje efter 01.09.14	Instrumentarium OC200D	LineSensor	14	ARION			1	1	1	1	266.5	266.5
CNT, Center for Tandregulering Nordvestjylland	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	DentalEye			192	192	192	192	192	192
Dragør Kommunale Tandpleje	Carestream CS 8100	LineSensor	13				287	287	287	287	255	255
Faxe Kommunale Tandpleje, Faxe	KODAK 9000c	TotalSensor	14	KODAK			200	200	200	200	177	177
Faxe Kommunale Tandpleje, Haslev	SIRONA Orthophos Plus	PhosphorPlate	12.5	DIGORA			205	203	205	203	207.6	203
Frederikssund Kommunale Tandpleje	PLANMECA ProMax3D	LineSensor	13	ROMEXIS	192.4	192.4	72	72	1	1	192.4	192.4
Frederiksberg Kommunale Tandpleje før 01.01.12	PLANMECA ProMax	PhosphorPlate	13	DIGORA			203	203	203	203	210	203
Frederiksberg Kommunale Tandpleje efter 01.01.12	SORADEX Cranex 3D	LineSensor	14	DIGORA	279	279	279	279	279	279	256	256
Tandreguleringscenter Fyn	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS			199	199	199	199	176	176
Gentofte Kommunale Tandpleje	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	DIMAXIS			72	72	1	1	192.4	192.4
Gladsaxe Kommunale Tandpleje før 14.09.14	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	DIMAXIS			190.5	190.5	190.5	190.5	193	193
Gladsaxe Kommunale Tandpleje efter 14.09.2014	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS			72	72	199	199	177	177
Glostrup Kommuanle Tandpleje	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS			217	217	217	217	192.4	192.4
Greve Kommunale Tandpleje	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS			199	199	199	199	179.5	179.5
Grønland, Kigutlinik narlorissaasarfik	Kavo Pan Exam Plus	LineSensor	14	VisiQuick			1	1	1	1	255	255
Guldborgsund Kommune, Center for Tandpleje	PLANMECA ProMax 3D	LineSensor	13	ROMEXIS			199	199	199	199	176	176
Herlev Kommunale Tandpleje	PLANMECA Proline EC	LineSensor	13	ROMEXIS			72	72	1	1	192.4	192.4
Holbæk Kommunale Tandpleje	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	DIMAXIS			192.4	192.4	190.5	190.5	192.4	192.4
Holbæk Kommunale Tandpleje efter 01.05.21	SIRONA Orthophos S	LineSensor	10	DIMAXIS			202	202	202	202	198	198
Hørsholm Kommunale Tandpleje	SIRONA Orthophos S	LineSensor	10	ROMEXIS			244	244	244	244	244	244
Kerteminde Kommunale Tandpleje	SIRONA Orthophos XG	LineSensor	10	DIMAXIS			244.2	244.2	243.8	243.8	244.2	244.2
Kbhvns Kom. Tandpleje, Brønshøj før 23.03.2015	SORADEX Cranex Tome	PhosphorPlate	11	ARION			1	1	1	1	150	152
Kbhvns Kom. Tandpleje, Brønshøj efter 23.03.2015	SIRONA Orthophos XG	LineSensor	10	ARION			1	1	1	1	244	244
Kbhvns Kom. Tandpleje, Guldborg før 18.04.12	SORADEX Cranex Tome	PhosphorPlate	10	ARION			1	1	1	1	208	203
Kbhvns Kom. Tandpleje, Guldborg efter 18.04.12	SORADEX Cranex Tome	PhosphorPlate	10	ARION			1	1	1	1	204	203
Kbhvns Kom. Tandpleje, Guldborg efter 15.04.15	SIRONA Orthophos XG	LineSensor	10	ARION			1	1	1	1	244	244
Kbhvns Kom. Tandpleje, Ingerslevsgade	SIRONA Orthophos XG	LineSensor	10	ARION			1	1	1	1	244	244
Københavns Kommunale Tandpleje, Peder Lykke	SIRONA Orthophos XG	LineSensor	10	ARION			1	1	1	1	244	244
Københavns Kommunale Tandpleje, Saxogade	SORADEX Cranex 3D	LineSensor	14	ARION			1	1	1	1	256	256
Lejre Kommune, Tandplejen	SORADEX Cranex D	LineSensor	15	DIGORA			150	150	150	150	264	264

Location	X-Ray Machine	Capture Principle	X-Ray Enlargement	Image Software	DICOM Information		.bmp Header Information		.jpg Header Information		Correct(ed) Values	
					ResX	ResY	ResX	ResY	ResX	ResY	ResX	ResY
Læbe- Ganespalte Centret, København	KODAK 9000c	TotalSensor	14	VisiQuick			1	1	1	1	174	174
Nyborg Kommunale Tandpleje	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	DIMAXIS			192.4	192.4	190.5	190.5	192.4	192.4
Næstved Kommunale Tandpleje før 01.08.14	Instrumentarium OC200D	LineSensor	14	KODAK	264.5	264.5	150	150	150	150	266.5	266.5
Næstved Kommunale Tandpleje efter 01.08.14	KODAK 9000C	TotalSensor	14	KODAK			200	200	200	200	175.5	175.5
Sérfr. í tannréttingum, Stefán R. Pálsson	SIRONA Orthophos XG	LineSensor	10	SIDEXIS			244	244	244	244	244	244
Roskilde Kommunale Tandpleje før 12.02.13	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	DIMAXIS			192.4	192.4	190.5	190.5	192.4	192.4
Roskilde Kommunale Tandpleje efter 12.02.13	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS	257	257	72	72	289	289	257	257
Roskilde Kommunale Tandpleje efter 20.10.14	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS			72	72	199	199	176.5	176.5
Regionstandpl. Sjælland, Slagelse før 27.11.13	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	DIMAXIS			192.4	192.4	190.5	190.5	192.4	192.4
Regionstandpl. Sjælland, Slagelse efter 27.11.13	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS			2	72	199	199	176.5	176.5
Regionstandpl. Sjælland, Næstved efter 01.01.18	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS					217	217	192.4	192.4
Regionstandpl. Sjælland, Køge før 20.03.23	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS					217	217	192.4	192.4
Regionstandpl. Sjælland, Køge efter 20.03.23	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS					199	199	177	177
Rudersdal Kommunale Tandpleje før 01.12.2014	SORADEX Cranex Tome	PhosphorPlate	14	DIGORA			203	203	203	203	208.4	203
Rudersdal Kommunale Tandpleje efter 01.12.2014	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS			72	72	199	199	176.5	176.5
Slagelse Kommunale Tandpleje	KODAK 9000C	TotalSensor	14	KODAK			200	200	200	200	175.5	175.5
Sorø Kommunale Tandpleje	Planmeca Proline XC	LineSensor	13	DIGORA			192.4	192.4	190.5	190.5	192.4	192.4
Specialtandlæge Louise Barnechow	PLANMECA ProMax3D	LineSensor	13	ROMEXIS	192.4	192.4	72	72	1	1	192.4	192.4
Specialtandlæge Ivan Bøggild	SIRONA Orthophos Plus	LineSensor	10.5	SIDEXIS			182	182	182	182	182	182
Specialtandlæge Michael Holmquist	SIRONA Orthophos XG	LineSensor	10	ROMEXIS			203	203	203	203	234	234
Specialtandlæge Rikke Mentz	KODAK 9000c	TotalSensor	14	KODAK			200	200	200	200	177	177
Specialtandlæge Paul-Henrik Nerder	SORADEX Cranex Tome	PhosphorPlate	13	DIGORA			205	203	205	203	211	203
Specialtandlæge Anders Niklason	PLANMECA ProCeph	TotalSensor	13	ROMEXIS			1	1	1	1	182.5	182.5
Specialtandlæge Helen Torkashvand	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS			199	199	199	199	176	176
Tandreguleringen I/S, Hvidovre	KODAK 9000c	TotalSensor	14	KODAK			195	195	195	195	177	177
Tandreguleringen I/S, Hvidovre	MyRay Hyperion X7	LineSensor	11	MYRAY			1	1	1	1	264.5	264.5
TMK, RH	PLANMECA ProMax	LineSensor	13	ROMEXIS			72	72	1	1	192.4	192.4
University of California, Old	ICAT	CBCT	9.7	Dolphin					114	114	114	114
University of California, New	KODAK 9300C	TotalSensor	14	KODAK			72	72	72	72	177	177
University of Taiwan	ORTHOCEPH OR100	LineSensor	10.2	AGFA	254	254	1	1	1	1	254	254
Vordingborg Kommunale Tandpleje	KODAK 9000C	TotalSensor	14	KODAK			200	200	200	200	175.5	175.5
VU Københavns Tandlægeskole før 18.09.12	BJØRK/KREIBORG	PhosphorPlate	5.6	ARION			1	1	1	1	207.6	203
VU i Perioden 18.09.12 til 01.11.13	PLANMECA ProMax3D	LineSensor	13	ARION			1	1	1	1	176.6	176.6
VU Københavns Tandlægeskole efter 01.11.13	PLANMECA ProMax3D	TotalSensor	13	ARION			1	1	1	1	183	183